

EPT (Enteric Pathogen Transport) milieu

Milieu de transport Cary Blair modifié utilisé à la température ambiante pour la survie et le dénombrement des microorganismes dans les matières fécales.

EPT , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	EPT-100
EPT (2 unités) & SAC , 15 ml, vials 30 ml, PP	50/cse	EPT-100-2
EPT (3 unités) & SAC , 15 ml, vials 30 ml, PP	50/cse	EPT-100-3
EPT , 45 ml, contenant 90 ml, PP	100/cse	EPT-100C
EPT SANS ETIQUETTE , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	EPT-101
EPT , 15 ml, vials 30 ml, PP	25/bte	EPT-25
EPT & SAC, TROUSSE , 15 ml, vials 30 ml, PP	25/bte	EPT-25K
EPT/SAF & SAC , 15 ml, vials 30 ml, PP	50/cse	EPT/SAF-50

SAF (Sodium Acetate Formalin) fixatif

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites, les examens microscopiques frais, les techniques de concentration et les colorations permanentes.

SAF , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	SAF-100
SAF , 45 ml, contenant 90 ml, PP	100/cse	SAF-100C
SAF , 15 ml, vials 30 ml, PP	25/bte	SAF-25
SAF & SAC , vrac, 45 ml, contenant 90 ml, PP	25/bte	SAF-25H
SAF & SAC , 45 ml, contenant 90 ml, PP	25/bte	SAF-25T
SAF	bouteille de 4 L	SAF-4L

Saline 0,85%

Transport des matières fécales pour les examens microscopiques frais, surtout pour les études de la mobilité.

SALINE 0,85% , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	SA-100
--	---------	--------

Formaline neutre 10%

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites, les examens microscopiques frais et les techniques de concentration.

FORMALINE, 15 ml, vials 30 ml, PP 100/cse FN-100

Formaline tamponnée 10%

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites, les examens microscopiques frais et les techniques de concentration.

FORMALINE, 3 ml, 17 X 55 mm 500/cse FO-03

FORMALINE, 20 ml, contenant 40 ml, PP 150/cse FO-20

FORMALINE, 45 ml, contenant 90 ml, PP 100/cse FO-45

PVA (Poly Vinyl Alcohol) fixatif

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites et pour certaines colorations permanentes.

PVA, 15 ml, vials 30 ml, PP 100/cse PVA-100

PVA SANS ETIQUETTE, 15 ml, vials 30 ml, PP 100/cse PVA-101

Vial

Vial 30 ml avec cuillère, avec ou sans étiquette, stérile ou non stérile, pour les prélèvements et le transport des spécimens frais de matières fécales. Emballage: 200/sac

VIAL, STERILE, PP CUC-200S

VIAL, PP CUC-202

Para-Test, Kit

Trousse pour la concentration des parasites dans les matières fécales, 50/cse

TROUSSE INCLUANT: *Non disponible au Canada* PT-50

- Entonnoir/Filtre
- Tubes à centrifuge, 15 ml, PP, gradués avec bouchon type «plug»
- Surfactant Triton X-100
- Écouvillons
- Réactif d'acétate d'éthyl, 250 ml

TROUSSE INCLUANT: *Non disponible au Canada* PT-50V

- Entonnoir/Filtre
- Tubes à centrifuge, 15 ml, PP, avec graduations imprimées et bouchons à vis
- Surfactant Triton X-100
- Écouvillons
- Réactif d'acétate d'éthyl, 250 ml